


Кроличья Поликлональная Антитело Против Epxh2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P34913

Артикул: CM0021756



введение

Кроличья поликлональная антитело против EPHX2, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживает EPHX2 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования функций эпоксидгидролазы и липидной фосфатазы в детоксикации и сигнальных pathways.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPHX2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	СЕН; SEN; ABHD20; EPHX2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2053
ID гена	2053
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот с 30 по 240 положения человеческого EPHX2 (NP_001970.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P34913
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	С холодоэлементом