


Поликлональное Кроличье Антитело Против Ерм2А Для Вб, Ифа - O95278

Артикул: CM0028396



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ERM2A/лафорина, валидировано для Вестерн-блота и ИФА. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Подходит для исследований болезни Лафоре, метаболизма гликогена и неврологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERM2A кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	ERM2; MELF; ERM2A
Вид	Человек
ID гена (человек)	7957
ID гена	7957
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 244-331 человеческого ERM2A (NP_005661.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95278
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодовой пакет