


Кроличье Поликлональное Антитело Против Epn1 (Эпсин-1) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Y6I3

Артикул: CM0024065



введение

Валидированное кроличье поликлональное антитело против человеческого EPN1 (Эпсин-1). Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Мишень участвует в клатрин-опосредованном эндоцитозе и формировании мембранной кривизны.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPN1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	EPN1
Вид	Человек
GeneID (человек)	29924
GeneID	29924
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-180 человеческого EPN1 (NP_037465.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6I3
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом