

Анти-Epn2 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb И Elisa — O95208

Артикул: CM0023078

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на Epn2 (Эпсин-2), получена против мышинового пептида и обладает перекрестной реактивностью с человеческим и крысиным белком. Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА; разработана для исследований эндоцитоза. Идеально подходит для изучения клатрин-опосредованного эндоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Epn2 Rabbit pAb
Примечания / Псевдонимы	lbp2; 9530051D10Rik; Epn2
Вид	Мышь
ИД гена (человек)	22905
ИД гена (мышь)	13855
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100–200 мышинового Epn2 (XP_006532226.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95208
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Айс-пак