

Кроличья Поликлональная Антитело Против Epn2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - O95208

Артикул: CM0020211

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого EPN2 (эпсин-2). Подходит для WB, IHC-P и ELISA. Валидировано на образцах человека. Необходимо для изучения клатрин-зависимого эндоцитоза и мембранного трафика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPN2 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	ENB21; EPN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22905
GeneID	22905
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-300 человеческого EPN2 (NP_683723.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95208
Молекулярный вес белка	68 кДа
Доставка	Сухой лед