


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Еро Для Вб, If-P, Ihc-P, Ифа — P01588

Артикул: CM0027795



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого эритропоэтина (ЕРО). Валидированы для ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА, проявляют перекрестную реакцию с мышиным и крысиным эритропоэтином. Идеально подходят для изучения эритропоэза и связанных с ним заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ЕРО кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	EP; DBAL; ECYT5; MVCD2; EPO
Вид	Человек
ID гена	2056
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 93-193 человеческого ЕРО (NP_000790.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01588
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом