


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Epor Для Вб, Иф/Ик, Ифа — P19235

Артикул: CM0028876



введение

Кроличьи поликлональные антитела к рецептору эритропоэтина человека (EPOR), валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунофлуоресценции на препаратах и ИФА. Перекрестно реагируют с EPOR мыши и крысы. Идеально подходят для исследований сигналинга эритропоэтина и эритроидной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPOR кроличьи пАт
Примечания/Синонимы	EPO-R; EPOR
Вид targets	Человек
ID гена (человек)	2057
ID гена	2057
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 274–508 EPOR человека (NP_000112.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19235
Молекулярная масса белка	55кДа
Доставка	Холодовой пакет