

Поликлональные Антитела Против Eppin Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O95925

Артикул: CM0023387

введение

Кроличы поликлональные антитела против EPPIN, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными белками. EPPIN — это ингибитор сериновых протеаз, играющий ключевую роль в мужской фертильности и подвижности сперматозоидов. Идеально подходит для исследований в области репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы rAb к EPPIN
Примечания/Псевдонимы	CT71, CT72, WAP7, WFDC7, SPINLW1, dj461P17.2, EPPIN
Вид	Человек
GeneID (человек)	57119
GeneID	57119
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-133 человеческого EPPIN (NP_065131.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95925
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом