


## Кроличыи Поликлональные Антитела К Eps15 Для Wb, If/Icc, Elisa - P42566

Артикул: CM0024967



### введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок EPS15 (субстрат рецептора эпидермального фактора роста 15, AF-1p), валидированные для методов WB, IF/ICC и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с образцами мыши и крысы. Подходят для исследований эндоцитоза и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличыи поликлональные антитела к EPS15                                                                                            |
| Примечания/Синонимы       | AF1P; AF-1P; MLLT5; EPS15                                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| ID гена                   | 2060                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 660-840 человеческого EPS15 (NP_001972.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | P42566                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 99 кДа                                                                                                                              |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                                                      |