

Кроличья Поликлональная Антитело Против Eps15L1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ubc2

Артикул: CM0029167

введение

Кроличья поликлональная антитело против EPS15L1 от CamelBio нацелено на человеческий белок EPS15L1 (Eps15R). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, оно поддерживает исследования рецептор-опосредованного эндоцитоза и траффика интегринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело против EPS15L1
Примечания/алиасы	EPS15R; EPS15L1
Вид	Человек
ID гена (человек)	58513
ID гена	58513
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 475–754 человеческого EPS15L1 (NP_001245304.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBC2
Молекулярная масса белка	94 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом