


Поликлональное Антитело Против Eps8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q12929

Артикул: CM0015970



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий EPS8, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения динамики актинового цитоскелета, миграции клеток и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против EPS8
Примечания/синоним	DFNB102; EPS8
Вид	Человек
GeneID (человек)	2059
GeneID	2059
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого EPS8 (NP_004438.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q12929
Молекулярная масса белка	92 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент