

Кроличья Моноклональная Антитело Против Эпсину 1 Для Wb И Elisa - Q9Y6I3

Артикул: CM0003697



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого эпсина 1 (EPN1). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным белком. Обнаруживает полосу размером 60 кДа. Подходит для исследований клатрин-опосредованного эндоцитоза и мембранного трафика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Epsin 1, кроличья моноклональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	EPN1; Epsin 1
Вид белка	Человек
ID гена	29924
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-500 человеческого эпсина 1 (NP_001123544.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y6I3
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	С холодоэлементом