


Антитела Кролика Поликлональные Против Erab/Hsd17B10 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99714

Артикул: CM0028124



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого ERAB/HSD17B10, подходящие для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований митохондриального метаболизма и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERAB/HSD17B10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ABAD; CAMR; ERAB; HCD2; MHBD; HADH2; MRPP2; MRX17; MRX31; SCHAD; MRXS10; SDR5C1; HSD10MD; 17b-HSD10; DUPXp11.22; ERAB/HSD17B10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3028
ID гена	3028
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9971414
Молекулярный вес белка	27 кДа
Доставка	Сумка со льдом