


Кроличья Моноклональная Антитела К Erap1 Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q9Nz08

Артикул: CM0011592



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитело к ERAP1, валидированная для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии парафиновых срезов и ИФА. Обнаруживает эндогенный ERAP1 в пробах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований обработки антигенов класса I MHC и регуляции артериального давления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к ERAP1
Примечания/псевдонимы	ALAP; A-LAP; ARTS1; ERAAP; APPILS; ARTS-1; ERAAP1; PILSAP; PILS-AP; ERAP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	51752
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислотных остатков 842-941 белка ERAP1 человека (Q9NZ08).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NZ08
Молекулярная масса белка	107 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом