


Кроличья Поликлональная Антитело К Erbb2Ip Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Rt1

Артикул: CM0028696



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ERBB2IP (Erbin, LAP2). Валидировано для использования в WB и ИФА. Необходимо для изучения сигналинга ERBB2, дифференцировки кератиноцитов и регуляции NF-κB в эпителии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ERBB2IP
Примечания/Алиасы	LAP2; ERBB2IP; HEL-S-78
Вид	Человек
ID гена	55914
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1152-1371 человеческого ERBB2IP (NP_061165.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96RT1
Молекулярная масса белка	158 кДа
Доставка	Сумка-холодильник