


Моноклональное Антитело Против ErbB3/Her3 Для Проточной Цитометрии - P21860

Артикул: CM0005349



введение

CamelBio предлагает конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого ErbB3/HER3, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на внеклеточный домен, идеально для изучения передачи сигналов HER3 в человеческих эпителиальных тканях и тканях мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого ErbB3/HER3
Примечания/Альтернативные названия	ERBB3; ErbB-3; HER3; LCCS2; MDA-BF-1; c-erbB-3; c-erbB3; erbB3-S; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; рецепторная тирозинкиназа erb-b2 3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2065
GeneID	2065
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-643 человеческого ErbB3/HER3 (NP_001973.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21860
Молекулярная масса белка	148 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом