


Моноклональное Антитело Против ErbB3/Her3 (, Кроличье) Для Проточной Цитометрии — P21860

Артикул: CM0007754



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ErbB3/HER3, валидированное для проточной цитометрии (FC). Подходит для выявления рецепторной тирозин-протеинкиназы erbB-3 при исследованиях поверхности клеток и внутриклеточной локализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human ErbB3/HER3 mAb
Примечания/синонимы	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
Вид	Человек
GeneID (человек)	2065
GeneID	2065
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-643 человеческого ErbB3/HER3 (NP_001973.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P21860
Молекулярная масса белка	148 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом