


Моноклональное Антитело Против ErbB4/Her4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15303

Артикул: CM0002270



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого ErbB4/HER4, перекрестно реагирующее с мышинным и крысиным белком. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацелено на рецепторную тирозинкиназу, участвующую в развитии и онкологических процессах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против ErbB4/HER4
Примечания/Альтернативные названия	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2066
ID гена	2066
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1200-1308 человеческого ErbB4/HER4 (Q15303).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q15303
Молекулярная масса белка	147 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом