


Поликлональные Антитела Anti-ErbB4/Her4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q15303

Артикул: CM0027940



введение

Кроличьи поликлональные антитела к ErbB4/HER4, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознают человеческий, мышиный и крысиный ErbB4. Идеально подходят для исследований сигнальных путей рецепторной тирозинкиназы и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ErbB4/HER4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2066
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15303
Молекулярный вес белка	147 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент