

Кроличье Поликлональное Антитело Против Erc1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Iud2

Артикул: CM0025793

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ERC1 (ELKS/Rab6IP2), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения сигналинга NF-kB, синаптической организации и мембранного транспорта. Молекулярная масса: 128 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против ERC1
Примечания/Алиасы	ELKS; Cast2; ERC-1; RAB6IP2; ERC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23085
GeneID	23085
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 700-850 человеческого ERC1 (NP_829884.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IUD2
Молекулярная масса белка	128 кДа
Доставка	В сумке со льдом