

Поликлональное Антитело Против Erc2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O15083

Артикул: CM0022300

введение

Кроличье поликлональное антитело против ERC2 (CAST/CAST1), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным образцам. Идеально для изучения организации пресинаптической активной зоны и высвобождения нейромедиаторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против ERC2
Примечания/Альтернативные названия	CAST; CAST1; ELKSL; Spc110; SPBC110; ERC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26059
GeneID	26059
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 770-850 белка ERC2 человека (NP_056391.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия в парафиновых срезах (ИНС-Р), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O15083
Молекулярная масса белка	111 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом