

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ercc1 Для Вб И Ифа - P07992

Артикул: CM0026727



введение

Валидированная кроличья поликлональная антитела против ERCC1 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает ERCC1 человека, мыши и крысы — ключевой белок репарации ДНК. Идеально подходит для исследований стабильности генома и ответа на повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERCC1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	UV20; COF54; RAD10; ERCC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2067
GeneID	2067
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-323 человеческого ERCC1 (NP_973730.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07992
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Хладоэлемент