


Анти-Ercc3 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P19447

Артикул: CM0015149



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого ERCC3 (XPB), валидированные для WB и ELISA. Подходят для образцов человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований транскрипции и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Деталь
Название продукта	ERCC3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	XPB; BTF2; Ssl2; TTD2; GTF2H; RAD25; TFIIH; ERCC3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2071
GeneID	2071
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 512-782 человеческого ERCC3 (NP_000113.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19447
Молекулярный вес белка	89кДа
Доставка	Сумка со льдом