


Поликлональные Антитела Против Ercc5 Для Иф/Ицк, Ифа - P28715

Артикул: CM0020513



введение

Кроличьи поликлональные антитела против ERCC5, валидированные для ИФ/ИЦК и ИФА. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный ERCC5 (XPG), ключевую ДНК-репарирующую эндонуклеазу. Подходят для исследований эксцизионной репарации нуклеотидов и геномной стабильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против ERCC5
Примечания/Псевдонимы	XPG; UVDR; XPGC; COFS3; ERCM2; ERCC5-201; ERCC5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2073
GeneID	2073
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого ERCC5 (NP_000114.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28715
Молекулярный вес белка	133кДа
Доставка	Сумка со льдом