


Поликлональные Антитела К Ercc6 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q03468

Артикул: CM0023563



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку ERCC6 человека, валидированные для методов WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Подходят для исследований репарации ДНК и ремоделирования хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERCC6 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	CSB; CKN2; COFS; ARMD5; COFS1; POF11; RAD26; UVSS1; CSB-PGBD3; ERCC6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2074
GeneID	2074
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 700-800 белка ERCC6 человека (NP_000115.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q03468
Молекулярная масса белка	168 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом