

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ercc6L2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q5T890

Артикул: CM0016165



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против ERCC6L2 (RAD26L). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Помогает в исследованиях репарации двунитевых разрывов ДНК и поддержании структуры хроматина. Предполагаемая молекулярная масса 177 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERCC6L2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HEBO; BMFS2; SR278; RAD26L; C9orf102; ERCC6L2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	375748
GeneID	375748
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1262-1561 человеческого ERCC6L2 (NP_064592.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5T890
Молекулярная масса белка	177kDa
Доставка	Сумка со льдом