

Анти-Ercc8 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q13216

Артикул: CM0028887



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого ERCC8 (CSA). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходят для исследований транскрипционно-сопряженной нуклеотидной эксцизионной репарации, синдрома Коккейна и реакции на повреждение ДНК. Предполагаемая молекулярная масса: 44 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ERCC8 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CSA, CKN1, UVSS2, ERCC8
Вид	Человек
GenelD (Человек)	1161
GenelD	1161
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q13216
Масса белка	44 кДа
Доставка	Сумка со льдом