


Кроличья Поликлональная Антитело К Ereg Для Вб, Ифа - O14944

Артикул: CM0024051



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий EREG (проэпирегулин), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигнального пути EGFR, онкологических и воспалительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EREG Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ER, Ep, EPR, EREG
Вид	Человек
ID гена (человек)	2069
ID гена	2069
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в области 70-169 человеческого EREG (NP_001423.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14944
Молекулярная масса белка	19кДа
Условия доставки	С пакетом охлаждающим