


Моноклональное Антитело Против Erf3A/Gspt1 Для Вб, Игг-И, Иф/Икк, Ифа — P15170

Артикул: CM0012525



введение

Кроличье моноклональное антитело к eRF3A/GSPT1, реактивное у человека и крысы, для ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГГ-И, ИФА. Необходимо для терминации трансляции и нонсенс-опосредованного деградации мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eRF3A/GSPT1 кроличье МАТ
Примечания/псевдонимы	GST1, ETF3A, eRF3a, 551G9.2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2935
GeneID	2935
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 eRF3A/GSPT1 (NP_001123479.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГГ-И, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P15170
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодильный пакет