

Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Erg Для Wb, Ihc-P, Elisa — P11308

Артикул: CM0007666



введение

Высокоэффективное моноклональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий ERG (SWISS P11308). Валидировано для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Идеально подходит для исследований рака, изучения регуляции транскрипции и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ERG
Примечания/синонимы	p55; erg-3; ERG
Вид	Человек
GeneID (человек)	2078
GeneID	2078
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 379–479 человеческого ERG. (NP_891548.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P11308
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом