

Антитела Кролика Против Erg (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P11308

Артикул: CM0015110



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого ERG, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследований транскрипционной регуляции и изучения рака. - P11308

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERG Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	p55; erg-3; ERG
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2078
ID гена	2078
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого ERG (NP_891548.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11308
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом