

Поликлональное Антитело Против Ergic2 Для Вестерн-Блоттинга - Q96Rq1

Артикул: CM0027843

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ERGIC2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Нацелено на белок транспорта ER-Гольджи, 43 кДа. Идеально для исследований внутриклеточного трафика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERGIC2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PTX1; CDA14; Erv41; cd002; ERGIC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51290
ID гена	51290
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 55-310 человеческого ERGIC2 (NP_057654.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96RQ1
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	В термосумке со льдом