

Поликлональное Антитело Anti-Erh Для Wb И Elisa - P84090

Артикул: CM0015331



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ERH (гомолог enhancer of rudimentary), подходит для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Валидировано на образцах человека, обнаруживает ядерный белок массой 12 кДа, участвующий в регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERH Rabbit pAb
Примечания/синоним	DROER; ERH
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2079
Идентификатор гена	2079
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий аминокислотные остатки 1-104 человеческого ERH (NP_004441.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P84090
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом