

Моноклональное Антитело Против Erk1 (Mapk3) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип (Ip), Иф/Ицц (If/Icc), Игх-П (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P27361

Артикул: CM0002329



введение

Моноклональное антитело, направленное против ERK1 (MAPK3). Валидировано для WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Взаимодействует с человеческим и мышиным ERK1, 43 кДа. Ключевая киназа каскада MAPK для роста клеток, адгезии, выживаемости и дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] ERK1 Кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; K1
Вид (мишень)	Человек
ID гена (Человек)	5595
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ERK1 (P27361).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P27361
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка со льдом