


Поликлональное Кроличье Антитело Против Erk1/Erk2 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P28482 / P27361

Артикул: CM0022556



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого ERK1/ERK2 (MAPK3/MAPK1). Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути MAPK/ERK в процессах роста и дифференцировки клеток, а также в исследованиях рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против ERK1 / ERK2
Примечания/синоним	MAPK1/MAPK3; ERK1 / ERK2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P28482/P27361
Молекулярная масса белка	36 кДа/41 кДа/38 кДа/40 кДа/43 кДа
Доставка	Пакет со льдом