


Кроличья Поликлональная Антитела Против Erk2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P28482

Артикул: CM0014390



введение

Валидированное методом нокаута кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ERK2 (MAPK1), для использования в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Важный инструмент для исследований пути MAPK/ERK и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] ERK2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5594
GeneID	5594
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого ERK2 (NP_002736.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28482
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом