

Моноклональное Кроличье Антитело Против Erk5 Для Wb, Elisa — Q13164

Артикул: CM0011501



введение

Моноклональное кроличье антитело против ERK5, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения MAPK-сигналинга, пролиферации, дифференцировки и апоптоза клеток, а также биологии сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против ERK5
Примечания/алиасы	BMK1, ERK4, ERK5, PRKM7
Вид	Человек
GeneID	5598
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13164
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом