


Моноклональное Антитело К Erlin-2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O94905

Артикул: CM0002545



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Erlin-2 (ERLIN2, SPFH2). Валидировано для вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Определяет белок человека, мыши, крысы. Идеально для исследований ERAD и метаболизма холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Erlin-2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	NET32; SPFH2; SPG18; C8orf2; Erlin-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11160
GeneID	11160
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области 50-150 аминокислот человеческого Erlin-2 (O94905).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (ИHC-П), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O94905
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике (лед)