


Кроличья Поликлональная Антитела Против Erlin1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - 075477

Артикул: CM0013055



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ERLIN1, подходящие для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, иммунопреципитации и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Разработаны для поддержки исследований, связанных с ER-ассоциированной деградацией и метаболизмом холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против ERLIN1 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	KE04, KEO4, SPFH1, SPG62, Erlin-1, C10orf69, ERLIN1
Вид	Человек
GeneID	10613
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 259-348 человеческого белка ERLIN1 (NP_006450.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунопреципитация (IP), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075477
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом