

Поликлональное Кроличье Антитело К Ermap Для Wb, Elisa - Q96PI5

Артикул: CM0015473

введение

Поликлональное кроличье антитело к ERMAP, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с ERMAP человека и мыши, эритроидным мембранным белком массой 53 кДа, участвующим в клеточной адгезии и формировании антигена групп крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ERMAP
Примечания/синонимы	RD; SC; BTN5; PRO2801; ERMAP
Вид	Человек
GeneID (человек)	114625
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-155 человеческого ERMAP (NP_061008.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q96PL5
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом