

Кроличья Моноклональная Антитело К Erp19 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O95881

Артикул: CM0006136



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому ERp19 (белок 12, содержащий тиоредоксиновый домен), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для исследования фолдинга белков эндоплазматической сети и образования дисульфидных связей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERp19 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	AG1; AGR1; ERP16; ERP18; ERP19; TLP19; hAG-1; PDIA16; hTLP19; ERp19
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	51060
ID гена	51060
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого белка ERp19 (NP_056997.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	O95881
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Холодовая упаковка