

Кроличье Моноклональное Антитело Против Egr29 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P30040

Артикул: CM0003621



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого ERp29 (ERp28/ERp31), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения фолдинга белков в эндоплазматическом ретикулуме и секреторного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против ERp29
Примечания / Алиасы	ERp28; ERp31; PDIA9; PDI-DB; C12orf8; HEL-S-107; ERp29
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10961
GeneID	10961
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-102 человеческого ERp29 (P30040).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-Р), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30040
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом