

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Erp44 Для Wb, Elisa - Q9Bs26

Артикул: CM0026870



введение

Кроличыи поликлональные антитела к ERP44, валидированные для WB и ELISA, реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Полезны для изучения удержания белков в ЭПР, окислительного фолдинга и кальциевой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERP44 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PDIA10; TXNDC4; ERP44
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23071
ID гена	23071
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 57-406 человеческого ERP44 (NP_055866.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BS26
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом