

Поликлональное Антитело Против Erp57 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30101

Артикул: CM0014488



введение

Кроличье поликлональное антитело против ERp57 (PDIA3), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Выявляет белок человека, мыши и крысы. ERp57 является изомеразой дисульфидных связей белков и компонентом комплекса загрузки пептидов MHC I. Идеально подходит для исследований фолдинга белков, регуляции окислительно-восстановительных процессов и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERp57 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; HsT17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
Вид	Человек
GeneID (человек)	2923
GeneID	2923
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 206-505 человеческого ERp57 (NP_005304.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P30101
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Хладагент в пакете