

Кроличье Моноклональное Антитело Против Erp57 Для Wb, IHC-P, Elisa - P30101

Артикул: CM0005635



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против ERp57, валидированное для использования в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Направлено против белка дисульфид-изомеразы A3 — ключевого шаперона в процессе презентации антигенов MHC I. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERp57 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Синонимы	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; HsT17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
Вид	Человек
ID гена (человек)	2923
ID гена	2923
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P30101
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Хладоэлемент