

## Поликлональное Антитело Кролика Против Esam Для Wb, Elisa - Q96Ap7

Артикул: CM0013825

### введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ESAM, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Идеально подходит для исследований адгезии эндотелиальных клеток, биологии межклеточных соединений и сосудистой системы. Расчётная молекулярная масса: 41 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ESAM Rabbit pAb                                                                                                                                         |
| Примечания/синоним        | W117m; ESAM                                                                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                 |
| GeneID (человек)          | 90952                                                                                                                                                   |
| GeneID                    | 90952                                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30–248 человеческого ESAM (NP_620411.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                 |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                               |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                                                 |
| SWISS                     | Q96AP7                                                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка  | 41 кДа                                                                                                                                                  |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                                          |