

Анти-Esd (Эстераза D) Кроличья Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - P10768

Артикул: CM0028851



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческой эстеразы D (S-формилглутатионгидролазы, ESD) для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА. Обнаруживает человеческую и мышиную ESD (31 кДа), участвующую в детоксикации формальдегида.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ESD кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	FGH; ESD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2098
GeneID	2098
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-282 человеческой ESD (NP_001975.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P10768
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	С ледяным пакетом