

Поликлональные Антитела Против Ese1/Elf3 Для Wb, Ihc-P, Ифа - P78545

Артикул: CM0026618



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого ESE1/ELF3, валидированные для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Подходят для исследований дифференцировки эпителиальных клеток и опухолевого роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ESE1/ELF3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ERT; ESX; EPR-1; ESE-1; ESE1/ELF3
Вид	Человек
ID гена	1999
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 человеческого ESE1/ELF3 (NP_004424.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, Ihc-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78545
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами