


Анти-Espl1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q14674

Артикул: CM0013476



введение

Поликлональные антитела кролика против ESPL1, подходящие для применений WB и ELISA. Распознают сепаразу человека, мыши и крысы — ключевой митотический протеаз, который инициирует разделение хромосом путем расщепления когезина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ESPL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ESPL1; SEPA; ESPL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9700
GeneID	9700
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1220-1500 человеческого ESPL1 (NP_036423.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14674
Молекулярный вес белка	233кДа
Доставка	Сумка со льдом