

Поликлональные Антитела Против Espn Для Вб, Игг-П, Ифа - B1Ak53

Артикул: CM0020414

введение

Кроличы поликлональные антитела к человеческому ESPN, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований потери слуха, стереоцилий и актинового цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ESPN кроличы ПАТ
Примечания/Алиасы	USH1M; DFNБ36; LP2654; ESPN
Вид	Человек
GenelD (человек)	83715
GenelD	83715
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 585-854 человеческого ESPN (NP_113663.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	B1AK53
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Холодовая упаковка